

Набор реагентов Иммуноглобулин-М ВИТАЛ

ИМ-7.105110 до 03.04.2022

реагенты, система открытая, специфические белки,
IgM, метод определения иммунотурбидиметрический,
400 определений

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	специфические белки
Параметр определения	IgM
Метод	иммунотурбидиметрический
Материал исследования	сыворотка крови
Количество определений	400

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Иммуноглобулин-М ВИТАЛ

Назначение: определение концентрации иммуноглобулина М (IgM) в сыворотке крови
иммунотурбидиметрическим методом.