

Набор реагентов Fenox щелочная фосфатаза

ИМ-7.106096/2308

реагенты, система открытая, ферменты, щелочная
фосфатаза, метод определения кинетический / IFCC /
AMP буфер

Арвитмедикл ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	щелочная фосфатаза
Метод	кинетический / IFCC / AMP буфер

Дополнительные характеристики

Варианты исполнения:

- щелочная фосфатаза DEA
- щелочная фосфатаза AMP