

## Набор реагентов РеалБест ДНК Streptococcus pneumoniae

ИМ-7.114348

для определения, ДНК, стрептококки

Вектор-Бест АО, Россия



### Характеристики

---

Назначение	для определения
Выделение	ДНК
Определяемый параметр	стрептококки
Для термоциклеров	Bio-Rad CFX 96 / Rotor-Gene / ABI / ДТ
Комплектация	<p>Комплект 1:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- положительный контрольный образец (ПКО) – 1 пробирка;</li><li>- готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 48 пробирок (6 стрипов по 8 пробирок).</li></ul> <p>Принадлежности: - оптическая пленка – 1 лист.</p> <p>Комплект 2:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- положительный контрольный образец (ПКО) – 1 пробирка;</li><li>- реакционная смесь для ПЦР (РС), лиофилизированная – 5 пробирок, каждая на 10 определений;</li><li>- раствор для восстановления (РВ) – 1 флакон.</li></ul>