

Набор реагентов TS-контроль

ИМ-7.111605 до 01.04.2027

система закрытая, для анализаторов Technology Solution

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	Technology Solution

Описание

Набор реагентов TS-контроль предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества (Quality Control) при исследовании системы гемостаза на линейке полуавтоматических и автоматических коагулометров Technology Solution.

Принцип метода

Внутрилабораторный контроль качества реагентов. Реагенты, входящие в состав набора, являются лиофилизированными смесями бедной тромбоцитами плазмы крови здоровых людей. Контрольные плазмы стабилизированы цитратом натрия. Контрольная плазма TS-контроль П специально подготовлена для получения патологического диапазона.

Область применения набора:

☐ Клиническая лабораторная диагностика, клиническая медицина

Каталожный номер: 859

Комплектации:

1. TS-контроль Н (лиофильно высушенная контрольная плазма с нормальным диапазоном значений), на 1 мл – 3 фл.
2. TS-контроль П (лиофильно высушенная контрольная плазма с патологическим диапазоном значений), на 1 мл – 3 фл.