

Набор Revolution Formula 2 Intro Kit

ИМ-7.105394/2309

реставрационный, универсальный, оттенок А2 / В3 / С3, микрогибридный, консистенция текучая (низко-модульная)

Kerr Corporation, США



Характеристики

Тип	реставрационный
Назначение	универсальный
Оттенок	А2 / В3 / С3
По типу частиц	микрогибридный
Консистенция	текучая (низко-модульная)
Форма выпуска	4 шприца (по 1 г): А2, В3, С3 и универсальный дентин 20 насадок

Дополнительные характеристики

Revolution™ Formula 2 – это микрогибридный текучий композит, на 60 % наполненный частицами размером 0,6 мкм. Успешное применение в качестве лайнера под универсальный композит. Качественная адаптация к стенкам полости. Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов. Широкий выбор оттенков. Цветовая стабильность. Качественная полимеризация на дне проксимальной поверхности по II классу. Легкость нанесения и простота использования.