

Шина-воротник Spencer Spectar

ИМ-7.109404 до 28.01.2026

шина / комплект шин, иммобилизация шейного отдела, для детей, подкладка

SPENCER, Италия



Харктеристики

Тип	шина / комплект шин
Иммобилизация	шейного отдела
Для детей	Да
Состав	
Подкладка	Да

Дополнительные характеристики

СПЕКТАР - шейный воротник / набор шейных воротников. Шейный воротник предназначен для использования при оказании первой медицинской помощи и в чрезвычайных ситуациях. Он разработан для надежной иммобилизации шейного отдела позвоночника.

Особенности:

- анатомическая форма затылка и нижней челюсти;
- быстро фиксируется;
- отверстие для трахеотомии;
- отверстие для контроля пульса сонных артерий;
- удобная мягкая подкладка
- материал: ПЭНП, ПЭ.

Варианты исполнения:

1. Арт. JM30020A:



- размер: XS, 240×105 мм;
- вес: 115 г.

2. Арт. JM30021A:



- размер: S, 295×110 мм;
- вес: 190 г.

3. Арт. JM30022A:



- размер: M, 295×115 мм;
- вес: 195 г.

4. Арт. JM30023A:



- размер: L, 335×125 мм;
- вес: 205 г.

5. Арт. JM30024A:



- размер: крупный;
- вес: 185 г.

6. Арт. JM30025A:



- размер: XXS, средний, двухкомпонентный;
- вес: 120 г.

7. Арт. JM30026A (набор из 6 шейных воротников):



- размер: XXS, XS, S, M, L, STOUT;
- размер сумки: 700×380 мм;
- вес: 1.25 кг.

8. Арт. JM30029A (набор из 3 шейных воротников):



- размер: S, M, L;
- размер сумки: 620×310 мм;
- вес: 650 г.