

Набор Vertise Flow Test-me Kit

ИМ-7.105394/2309

реставрационный, универсальный, оттенок A2,
консистенция текучая (низко-модульная),
рентгеноконтрастный

Kerr Corporation, США



Характеристики

Тип	реставрационный
Назначение	универсальный
Оттенок	A2
Консистенция	текучая (низко-модульная)
Рентгеноконтрастный	Да
Форма выпуска	1 шприц (2 г) эмаль A2 10 насадок 10 щеточек

Дополнительные характеристики

Vertise™ Flow – это самопротравливающий самоадгезивный текучий композитный материал. В составе Vertise™ Flow используется та же технология, что и в известном семействе адгезивов OptiBond™ от Kerr, благодаря чему при применении Vertise™ Flow не требуется проведение процедур протравливания / прайминга / бондинга. При этом Vertise™ Flow обеспечивает высокую силу адгезии и по прочностным характеристикам не уступает традиционным текучим композитам.