

Наколенники ПИО-03-01

ИМ-7.5562/2211

наколенник, для нижних конечностей, цвет белый

Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	наколенник
Назначение	для нижних конечностей
Цвет	белый

Дополнительные характеристики

Наколенники назначаются при артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленном суставе и служит для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава. Наколенник ПИО-03-01 изготавливается из эластичного полотна и крепится за счет сжатия полотна. Изделие изготавливается 2-х типоразмеров.