

Наконечники для дозаторов БайкалМедПласт 10 мл

ИМ-7.116580

диапазон дозирования 0.2-10 мкл, с фильтром / без
фильтра

УУППО АО, Россия



Характеристики

Диапазон дозирования	0.2-10 мкл
Фильтр	с фильтром / без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов БайкалМедПласт 10 мл предназначены для отбора и переноса жидкости в химических, биологических, клинико-диагностических лабораториях. Совместимы с различными типами пипеточных дозаторов.

Варианты исполнения:

- с фильтром
- без фильтра

Объем дозирования: 0.2-10 мкл (градуировка 2 / 10 мкл)

Посадочный диаметр: 3.7 мм

Длина: 32 мм

Цвет: бесцветный

Упаковка:

- 100 шт. в пакете
- 1000 шт. в пакете
- 96 шт. на штативе