

## Наконечники для дозаторов БайкалМедПласт 100 мл

ИМ-7.116580

диапазон дозирования 5-100 мкл, с фильтром

УУППО АО, Россия



### Характеристики

---

Диапазон дозирования	5-100 мкл
Фильтр	с фильтром

### Описание

---

**Наконечники для дозаторов БайкалМедПласт 100 мл** предназначены для отбора и переноса жидкости в химических, биологических, клинико-диагностических лабораториях. Совместимы с различными типами пипеточных дозаторов.

**Объем дозирования:** 5-100 мкл (градуировка 5 / 10 / 100 мкл)

**Посадочный диаметр:** 5.4 мм

**Длина:** 50.8 мм

**Цвет:** бесцветный

#### Упаковка:

- 100 шт. в пакете
- 1000 шт. в пакете
- 96 шт. на штативе