

Наконечники для дозаторов БайкалМедПласт 1000 мл

ИМ-7.116580

диапазон дозирования 10-1000 мкл, с фильтром / без
фильтра

УУППО АО, Россия



Характеристики

Диапазон дозирования	10-1000 мкл
Фильтр	с фильтром / без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов БайкалМедПласт 1000 мл обеспечивают точное и безопасное дозирование жидких растворов. Гидрофобный фильтр предотвращает заражение дозатора аэрозолями, обеспечивая чистоту и безопасность во время использования.

Варианты исполнения:

- с фильтром
- без фильтра

Объем дозирования: 10-1000 мкл

Посадочный диаметр: 7.5 мм

Длина: 78 мм

Цвет: бесцветный

Упаковка:

- 100 шт. в пакете
- 1000 шт. в пакете
- 96 шт. на штативе