

Наконечники для дозаторов БайкалМедПласт 200 мл

ИМ-7.116580

диапазон дозирования 5-200 мкл, с фильтром / без
фильтра

УУППО АО, Россия



Характеристики

Диапазон дозирования	5-200 мкл
Фильтр	с фильтром / без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов БайкалМедПласт 200 мл предназначены для отбора и переноса жидкости в химических, биологических, клинико-диагностических лабораториях. Совместимы с различными типами пипеточных дозаторов.

Варианты исполнения:

- с фильтром
- без фильтра

Объем дозирования: 5-200 мкл (градуировка 5 / 10 / 100 мкл)

Посадочный диаметр: 5.4 мм

Длина: 50.8 мм

Цвет: бесцветный

Упаковка:

- 100 шт. в пакете
- 1000 шт. в пакете
- 96 шт. на штативе