

Наконечники для дозаторов Optech Medical 1000 мкл

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

диапазон дозирования 1000 мкл, стерильно, с
фильтром / без фильтра

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Диапазон дозирования	1000 мкл
Стерильность	стерильно
Фильтр	с фильтром / без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов Optech Medical 1000 мкл

Изображение	Тип	Объем	Кат. №
	Eppendorf	1000 мкл	OPA001
	Gilson	1000 мкл	OPA005
	Finland	1000 мкл	OPA008
	Oxford	1000 мкл	OPA010
	MLA	1000 мкл	OPA012
	Gilson с фильтром	1000 мкл	OPA024

В упаковке: 10 000 шт.