

Наконечники для дозаторов Optech Medical 200 мкл

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

диапазон дозирования 200 мкл, стерильно, с
фильтром / без фильтра

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Диапазон дозирования	200 мкл
Стерильность	стерильно
Фильтр	с фильтром / без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов Optech Medical 200 мкл

Изображение	Тип	Объем	Кат. №
	Eppendorf	200 мкл	OPA003
	Gilson	200 мкл	OPA006
	Finland	200 мкл	OPA009
	Oxford	200 мкл	OPA011
	MLA	200 мкл	OPA013
	Gilson с фильтром	200 мкл	OPA023

В упаковке: 20 000 шт.