

Наконечники для дозаторов Optech Medical 300 мкл

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

диапазон дозирования 300 мкл, стерильно, без
фильтра

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Диапазон дозирования	300 мкл
Стерильность	стерильно
Фильтр	без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов Optech Medical 300 мкл

Изображение	Тип	Объем	Кат. №	В упаковке
	Eppendorf	300 мкл	ОРА002	20 000 шт.