

Наконечники для дозаторов Optech Medical 5-10 мкл

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

диапазон дозирования 5-10 мкл, стерильно, с
фильтром / без фильтра

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Диапазон дозирования	5-10 мкл
Стерильность	стерильно
Фильтр	с фильтром / без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов Optech Medical 5-10 мкл

Изображение	Тип	Объем	Кат. №	В упаковке
	Eppendorf	5-10 мкл	ОРА004	20 000 шт.
	Gilson	5-10 мкл	ОРА007	40 000 шт.
	Gilson с фильтром	5-10 мкл	ОРА022	40 000 шт.