

Наконечники для дозаторов Optech Medical 5000 мкл

ИМ-7.111529 до 18.03.2027

диапазон дозирования 5000 мкл, стерильно, без
фильтра

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Диапазон дозирования	5000 мкл
Стерильность	стерильно
Фильтр	без фильтра

Описание

Наконечники для дозаторов Optech Medical 5000 мкл

Тип	Объем	Кат. №	В упаковке
Gilson	5000 мкл	OPA014	4 000 шт.
Finland	5000 мкл	OPA015	2 000 шт.
Dalong	5000 мкл	OPA016	2 000 шт.