


Наконечники для дозаторов Promed 1000 мкл

ИМ-7.105495/2308

диапазон дозирования 100-1000 мкл, без фильтра

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Диапазон дозирования	100-1000 мкл
Фильтр	без фильтра

Описание

Наконечники Promed 100-1000 мкл

Кат. №	Объем	Тип	Цвет
28053	100-1000 мкл	Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex	голубой
28093	100-1000 мкл	Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex	бесцветный
28051	100-1000 мкл	MLA	бесцветный
28055	100-1000 мкл	Oxford	зеленый
28056	100-1000 мкл	Oxford	голубой
28057	100-1000 мкл	Beckman	бесцветный
28086	100-1000 мкл	Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex в штативе 96 шт.	голубой