

## Наконечники для дозаторов Promed 5 мл

ИМ-7.105495/2308

диапазон дозирования 1-5 мл, без фильтра

F.L. Medical, Италия



### Характеристики

---

Диапазон дозирования	1-5 мл
Фильтр	без фильтра

### Дополнительные характеристики

---

#### Наконечники Promed 1-5 мл

Кат. №	Объем	Тип	Цвет
28070	1-5 мл	Gilson-Socorex-Nichiryo	бесцветный
28075	1-5 мл	Eppendorf-Oxford-Biohit-HTL	бесцветный