

Напальчники медыцынскія резиновыя Гирас-Д

ИМ-7.117242

длина 70 мм, ширина 28 мм

Гирас-Д ОДО, Беларусь



Характеристики

Длина	70 мм
Ширина	28 мм

Дополнительные характеристики

Напальчники медыцынскія резиновыя Гирас-Д – прызначаны для надзейнай аховы і ізаляцыі пальцаў рук ад знешніх павреждзеньняў, а таксама для аховы ўжо павреджанай скуры ад забрудзеньняў і бактэрыяльнай кантамінацыі.

Асабнасьці аздаля:

- Аздаляваюцца з резиновай сумесі з краямі, закатанымі ў вэнчык.
- Паверхня апрацавана біялагічна безвредным парашком для прадухіленьня сліпаўня ў час захоўваньня.

Характеристики

Длина	70 мм
Ширина	28 мм
Толщина	0.15-0.30 мм
Срок годности	3 года

В упаковке: 10 шт. / 20 шт. / 100 шт.