

Наркозный аппарат Dräger Atlan A350 / A350 XL

ИМ-7.116868

режимы ручная вентиляция / CPAP+PSV / P-SIMV+PS / PC-SIMV / VC-SIMV / V-SIMV+PS, возрастная категория взрослые / дети / новорожденные, анестезиологический вентилятор



Drägerwerk AG & Co KGaA, Германия

Характеристики

Вентиляция	ручная вентиляция / CPAP+PSV / P-SIMV+PS / PC-SIMV / VC-SIMV / V-SIMV+PS
Анестезия	minimal flow / low flow
Мониторинг	концентрация O ₂ на вдохе/выдохе / концентрация CO ₂ на вдохе/выдохе / концентрация N ₂ O на вдохе/выдохе / концентрация анестетика на вдохе/выдохе / журнал наблюдений/тренды / петли
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Количество анестезиологических газов	5
Анестезиологический вентилятор	Да

Дополнительные характеристики

Анестезиологическая рабочая станция Atlan A350 / A350 XL предназначена для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных путем использования средств для ингаляционного наркоза с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании, возможностью работы на низких и минимальных потоках (минимальное значение потока свежего газа от 0,2 л/мин). **Оснащена электронным газовым смесителем с автоматическим контролем состава свежего газа.**

Atlan предлагает широкий спектр функций, которые помогают сделать процесс анестезии более безопасным для пациентов и медицинского персонала. Во-первых, настраиваемые макеты экрана в сочетании с мониторингом Dräger обеспечивают быстрый обзор состояния пациента именно так, как вам нужно. Кроме того, инструменты поддержки принятия решений помогают принимать обоснованные и безопасные решения.

Аппарат вне зависимости от комплектации оснащён функцией мониторинга вентиляции, измерения вдыхаемого O₂, системой наблюдения за состоянием устройства, системой приёма анестезиологического газа.

Модели

<p style="text-align: center;">Atlan A350 компактная версия</p>	<ul style="list-style-type: none">- Версия с маленькой тележкой для использования в условиях ограниченного пространства;- 1 большой выдвижной ящик;- центральный тормоз;- поставляется со стыковочными коннекторами для 1 или 2 испарителей;- рабочую поверхность можно увеличить с помощью раскладного столика сбоку (<i>опция</i>);- возможна установка противовеса для повышенной устойчивости к опрокидыванию (<i>опция</i>).
	<p>Размер: 863 мм × 1403 мм × 717 мм Масса: 135 кг</p>
<p style="text-align: center;">Atlan A350 XL широкая версия</p>	<ul style="list-style-type: none">- Версия с большой тележкой для стандартной операционной или помещений с достаточным пространством;- 1 большой и 2 маленьких выдвижных ящика;- поставляется со стыковочными коннекторами для 2 или 3 испарителей;- может оснащаться выдвижным письменным столиком и раскладным столиком сбоку (<i>опция</i>).
	<p>Размер: 933 мм × 1403 мм × 750 мм Масса: 160 кг</p>