

Насос инфузионный АСУТ-100

ИМ-7.113842

насос, волюметрический, скорость введения 0.1-1200 мл/ч

ГеоМедСервис ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	волюметрический
Скорость введения	0.1-1200 мл/ч
Размеры	145×120×100 мм

Описание

Асут-100 – инфузионный (волюметрический) насос. Предназначен для дозированного контролируемого введения растворов и лекарственных препаратов с заданной скоростью при использовании капельниц (инфузионных магистралей).

ЖКИ экран диагональю 2.8" для отображения информации (параметры, сообщения, подсказки, меню и т.д. для обеспечения удобства пользования) меню на русском языке.

Общий объем инфузии: 0.0-36000 мл

Время введения: от 1 мин до 99.59 час

Скорость инфузии: 0.10-1200 мл/ч

Болюс: 0.10-1200.00 мл/ч

Окклюзия давления: 13 регулируемых окклюзий давления

Режим инфузии:

- Режим скорости
- Режим капель
- Режим времени
- Режим веса
- Режим дозы
- Последовательный режим
- Режим программы
- Режим TPN
- Интервальный режим
- Микрорежим
- «Режим открытой вены»

- Библиотека лекарств

Аккумулятор: перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 7.4 В 1900 мАч., быстросъемный.

Время работы аккумулятора: до 6 ч непрерывной работы.

Память: до 50 000 наименований истории.

Размеры: 145×120×100 мм

Вес: 1.4 кг