

## Насос инфузионный АСУТ-600

ИМ-7.113842

насос, волюметрический, скорость введения 0.1-1200 мл/ч

ГеоМедСервис ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Вид	насос
Тип насоса	волюметрический
Скорость введения	0.1-1200 мл/ч

### Описание

---

**Насос инфузионный Асут-600** предназначен для дозированного, контролируемого введения растворов и лекарственных препаратов с заданной скоростью при использовании капельниц.

- ЖКИ экран диагональю 2.8" для отображения информации (параметры, сообщения, подсказки, меню и т.д. для обеспечения удобства пользования).
- Предназначен для станции АШС-200М, а так же для работы автономно.

**Общий объем инфузии:** 0.0-36000 мл

**Время введения:** от 1 мин до 99.59 час

**Скорость инфузии:** 0.10-1200 мл/ч

**Болюс:** 0.10-1200.00 мл/ч

**Окклюзия давления:** 13 регулируемых окклюзий давления

#### Режим инфузии:

- Режим скорости
- Режим веса
- Режим времени
- Режим интервала
- Мультирежим
- Режим программы
- Режим трапеции (TPN)
- Капельный режим
- Последовательный режим
- Режим дозы нагрузки
- Режим PiggBack
- «Режим открытой вены»

- Библиотека лекарств

**Аккумулятор:** перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 7.4 В 1900 мАч., быстросъемный.

**Время работы аккумулятора:** до 6 ч непрерывной работы.

**Память:** до 50 000 наименований истории.

**Вес:** 1.4 кг