

Насос инфузионный B.Braun Infusomat Compact Plus

ИМ-7.108006 до 29.11.2024

насос, волюметрический, скорость введения 0.1-1200 мл/ч, объем дозирования 1-9999.9 мл

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	волюметрический
Скорость введения	0.1-1200 мл/ч
Объем дозирования	1-9999.9 мл
Размеры	229×98×220 мм
Масса	1.9 кг

Описание

Насос инфузионный Infusomat Compact Plus – простой, безопасный и надежный насос для инфузионной терапии.

Особенности:

- быстрое обучение;
- быстрый пуск;
- высокая точность;
- батарея Li-Ion;
- документация.

Технические характеристики:

- скорость потока: 0.1–1200 мл/ч;
- KVO (режим открытой вены): 1-5 мл/час.

Экран:

- разрешение: 240x320;
- угол обзора: 80°;
- цвета: 262 000.

Батарея:

- перезаряжаемая Li-Ion;
- время работы: около 6 ч при скорости 25 мл/ч;
- время зарядки: около 3 ч.