

Насос шприцевой АШ-400

ИМ-7.113842

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 5 / 10 / 20 / 30 / 50/60 мл, скорость введения 0.1-1800 мл/ч

ГеоМедСервис ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	5 / 10 / 20 / 30 / 50/60 мл
Скорость введения	0.1-1800 мл/ч

Описание

Шприцевой насос АШ-400 – одношприцевой насос для дозированного, контролируемого введения растворов и лекарственных препаратов с заданной скоростью при использовании одноразовых шприцев объемом 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл. Применяется в реанимациях, операционных отделениях, отделениях интенсивной терапии, службах скорой (неотложной) медицинской помощи, и других отделениях учреждений здравоохранения, пациентов детского возраста, новорожденных, взрослых.

☐ Насос имеет возможность соединения между собой нескольких насосов без дополнительного оборудования.

Объем инфузии (VTBI): 0-9999.99 мл (настраиваемый)

Время введения: от 1 мин до 99.59 час

Скорость инфузии: 0.10-1800.00 мл/ч

Болюс: 0.10-1800.00 мл/ч

Окклюзия давления: 13 регулируемых окклюзий давления

Режим инфузии:

- Режим скорости
- Режим объема
- Режим веса
- Режим времени
- Режим интервала
- Режим TIVA (полной внутривенной анестезии)
- Мультирежим

- Режим программы
- Режим трапеции (TPN)
- Последовательный режим
- Микрорежим
- Режим дозы нагрузки
- Библиотека лекарств

Аккумулятор: перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 7.4 В 1900 мАч., быстросъёмный.

Время работы аккумулятора: до 8 ч непрерывной работы.

Память: до 50 000 наименований истории.

Вес: 2.0 кг