


Диагностический реагент Dialab Натрий

ИМ-7.108243 до 06.02.2025

реагенты, система открытая, электролиты, натрий,  
метод определения ферментативный, кинетический,  
две точки, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Тип                   | реагенты                                |
| Система               | открытая                                |
| Группа                | электролиты                             |
| Параметр определения  | натрий                                  |
| Метод                 | ферментативный, кинетический, две точки |
| Материал исследования | плазма крови                            |
| Объем                 | 25 мл                                   |
| Состав набора         | R1: 4×25 ml<br>R2: 2×25 ml              |

Дополнительные характеристики

Натрий, Sodium, enzymatic

Диагностический реагент для количественного определения (in vitro) натрия в плазме человека с использованием фотометрических систем.

Метод теста - ферментативный, кинетический, две точки.