

Нейтрализатор кислоты для керамики Ultradent Etch Arrest

ИМ-7.102569 до 31.03.2020

нейтрализатор, защита от плавиковой кислоты

Ultradent Products Inc., США



Характеристики

Тип	нейтрализатор
Назначение	защита от плавиковой кислоты
Форма выпуска	1 шприц ×1.2 мл - 4 шт.

Дополнительные характеристики

EtchArrest используется для защиты соседних керамических поверхностей и мягких тканей от плавиковой кислоты. EtchArrest изолирует твердые и мягкие ткани, когда установка раббердама нецелесообразна.

Преимущества:

- нейтрализует кислотные травители после контакта;
- защищает мягкие ткани и соседние участки реставрации;
- контрастный цвет по отношению к тканям и кислотным травильным агентам;
- легко смывается.