

Носилки корзинные SPENCER Shell / TWIN Shell

ИМ-7.109402 до 28.01.2026

транспортировка лежачих, корзинные, грузоподъемность
280 кг, разборные, ручки, масса 13.8 кг

SPENCER, Италия



Характеристики

Возможная транспортировка	лежа
Тип	корзинные
Грузоподъемность	280 кг
Разъемные	Да
Ручки для переноски пациента	Да

Размеры

Длина	2140 мм
Ширина	650 мм
Высота	200 мм
Вес	13.8 кг

Дополнительные характеристики

Spencer Shell / Twin Shell - это корзинные носилки, предназначенные для перемещения пациентов, которым было бы трудно использовать другие устройства. Типичные области применения - спасение на воде, подъем с помощью наземных подъемников, быстрое извлечение и транспортировка, требующая защиты от бокового удара. Устройство можно разделить на две половины, чтобы облегчить хранение и транспортировку.

Особенности:

- две части корпуса легко соединяются благодаря системе быстрого соединения, встроенной в корпус;
- борт по периметру обеспечивает жесткость и позволяет надежно удерживать ручки;
- оборудованы кольцами для крепления крючков;
- трос по периметру для крепления ремней или аксессуаров;
- зауженная форма нижней части снижает трение при волочении по земле;
- матрас для большего комфорта пациента;
- совместимость со всеми досками Спенсер для позвоночника.