

Ножка эндопротеза Link Lubinus SPII XL

ИМ-7.111450 до 18.03.2027

ножка эндопротеза, ревизионное эндопротезирование,
фиксация цементная, материал титан

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	ревизионное
Фиксация	цементная
Материал	титан

Дополнительные характеристики

Ножка эндопротеза Link Lubinus SPII XL – удлиненная ножка цементной фиксации для ревизионного эндопротезирования. Цементная ревизионная ножка эндопротеза тазобедренного сустава часто имплантируется в случаях ослабления имплантатов тазобедренного сустава, суб или перипротезных переломов или после реконструкции проксимальных костных дефектов.

Характеристики ножки Lubinus SPII XL:

- 12/14 конус
- Правая / левая версии
- Ширина ножки нормальная, широкая и очень широкая
- Длина шейки с увеличением на 10 мм