

## Ножка эндопротеза Link Standard C

ИМ-7.111450 до 18.03.2027

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование,  
фиксация бесцементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



### Характеристики

---

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	бесцементная

### Дополнительные характеристики

---

**Link Standard C** – стандартная ножка бесцементной фиксации с модифицированными рёбрами. Ножка эндопротеза Standard C изготавливается из титанового сплава Ti-Al-V. Прямой профиль и прямоугольное сечение ножки создает проксимальную стабильность. Напыление гидроксиапатита обеспечивает быстрое врастание в кость.

#### Характеристики бесцементной ножки Link Standard C:

- Стандартная версия CCD 134° и латеральная версия CCD 131°.
- 11 размеров (стандартная и латеральная версии).
- Метафизарная V форма с углом 8° в AP профиле.
- Высокая торсионная прочность.
- Оптимальная конструкция ребер.

Доступен также вариант аналогичной цементной ножки Link Standard C Cem.