

Ножницы бандажные изогнутые LISTER-EXCENTRIC AC 566

ИМ-7.107461 до 22.04.2024

ножницы общехирургические, изогнутые, тип для перевязочного материала, тупоконечные, длина 160 мм / 190 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



LISTER-EXCENTRIC
16,0 cm/6 1/4" AC 566/16
19,0 cm/7 1/2" AC 566/19

Характеристики

Назначение	общехирургические
Профиль	изогнутые
Тип	для перевязочного материала
Тип лезвий	тупоконечные
Длина	160 мм / 190 мм