

## Ножницы для лобэктомии изогнутые FINOCHIETTO AC 281

ИМ-7.115731

ножницы общехирургические / для лобэктомии,  
изогнутые, тип диссекционных, тупоконечные / с  
короткими лезвиями, длина 270 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



### Характеристики

---

Назначение	общехирургические / для лобэктомии
Профиль	изогнутые
Тип	диссекционных
Тип лезвий	тупоконечные / с короткими лезвиями
Длина	270 мм