

Ножницы лигатурные BC294W-BC298W

ИМ-7.103143/2107

ножницы общехирургические, изогнутые, тип лигатурные, тупоконечные, длина 145 мм / 180 мм / 230 мм / 260 мм / 350 мм, твердосплавные

Aescular AG, Германия



Характеристики

Назначение	общехирургические
Профиль	изогнутые
Тип	лигатурные
Тип лезвий	тупоконечные
Длина	145 мм / 180 мм / 230 мм / 260 мм / 350 мм
Твердосплавные	Да