

Ножницы микрохирургические изогнутые TOENNIS-ADSON AC 247

ИМ-7.107461 до 22.04.2024

ножницы сосудистые / нейрохирургические, изогнутые,
тип микроножницы, остроконечные / с короткими
лезвиями, длина 175 мм

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	сосудистые / нейрохирургические
Профиль	изогнутые
Тип	микроножницы
Тип лезвий	остроконечные / с короткими лезвиями
Длина	175 мм