


Ножницы микрохирургические TOENNIS AC 248 / AC 249

ИМ-7.115731

ножницы сосудистые / нейрохирургические, прямые /  
изогнутые, тип микроножницы, остроконечные / с  
короткими лезвиями, длина 180 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Назначение | сосудистые / нейрохирургические      |
| Профиль    | прямые / изогнутые                   |
| Тип        | микроножницы                         |
| Тип лезвий | остроконечные / с короткими лезвиями |
| Длина      | 180 мм                               |