


## Ножницы со вставками из карбида вольфрама STANDARD AC 900 / AC 901

ИМ-7.107461 до 22.04.2024

ножницы общехирургические, прямые, тип  
диссекционных, тупоконечные, длина 145 мм / 165 мм  
/ 185 мм, твердосплавные

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



### Характеристики

---

Назначение	общехирургические
Профиль	прямые
Тип	диссекционных
Тип лезвий	тупоконечные
Длина	145 мм / 165 мм / 185 мм
Твердосплавные	Да