

Ножницы сосудистые изогнутые DE BAKEY AC 220 / AC 221 / AC 222

ИМ-7.115731

ножницы сосудистые, изогнутые, остроконечные / с короткими лезвиями, длина 160 мм / 190 мм / 230 мм / 280 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	сосудистые
Профиль	изогнутые
Тип лезвий	остроконечные / с короткими лезвиями
Длина	160 мм / 190 мм / 230 мм / 280 мм

Дополнительные характеристики

Углы изгиба: $25^\circ / 45^\circ / 60^\circ$.