

Датчик УЗИ чреспищеводный GE 6VT-D

ИМ-7.108352/2309

видеоэндоскопический внутриволокнистый /
чреспищеводный , области применения кардиология /
сосуды, рабочая частота 3-8 МГц, угол сканирования
90°, глубина сканирования 200 мм

GE Medical Systems, Китай



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - VENUE 50 / GE - VIVID iq / GE - VIVID E9 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95 / GE - VIVID S60 / GE - VIVID S70
Тип	видеоэндоскопический внутриволокнистый / чреспищеводный
Сканирование	внутриполостное
Области применения	кардиология / сосуды
Рабочая частота	3-8 МГц
Угол сканирования	90°
Глубина сканирования	200 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 14.3 ×12.7 мм.