

## Облучатель бактерицидный УМТ ОБН-150-02

ИМ-7.100301/2111

облучатель, настенный / потолочный,  
производительность 180 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт,  
размеры 1250×110×60 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



### Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	настенный / потолочный
Производительность	180 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	1250×110×60 мм

### Описание

**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБН-150-02** предназначен для обеззараживания воздуха в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях. Благодаря своей конструкции может крепиться как на стене, так и на потолке. Облучатель с зеркальным отражателем, выполнен на алюминиевом профиле с полимерным покрытием, что позволяет увеличить срок эксплуатации в цехах с агрессивной.

Работа облучателя допускается только в ОТСУТСТВИИ людей.

Название	Лампы	Производительность		
		99.9%	99.0%	95%
ОБН-150-02	2×30 Вт	180 м³/ч	270 м³/ч	400 м³/ч

**Материал корпуса:** алюминиевый профиль с полимерным покрытием

**Тип лампы:** безозоновая

**Срок службы ламп:** 9000 часов

**Размеры:** 1250×110×60 мм

**Комплект поставки:**

- Облучатель в собранном виде
- Бактерицидные лампы

- Руководство по эксплуатации