

Облучатель бактерицидный Белмедматериалы ОБП-450П

ИМ-7.100218/2304

облучатель, передвижной, производительность 450 / 600 м³/ч, 6 ламп, 30 Вт, размеры □660×1800 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	передвижной
Производительность	450 / 600 м³/ч
Количество ламп	6 ламп
Мощность ламп	30 Вт
Размер	□660×1800 мм

Описание

Облучатель бактерицидный передвижной ОБН-450П предназначен для дезинфекции воздуха и поверхностей помещений.

Источник излучения: 6 бактерицидные лампы (F30T8 или TUV30W или G30)

Производительность: 450 м³/ч или 600 м³/ч (в зависимости от ламп)

Срок службы ламп: 8 000 часов

- Основание облучателя изготовлено из профильной трубы
- Шесть открытых бактерицидных ламп
- Колеса диаметром 40 мм

Размеры: □660×1800

Масса: 15 кг