


Облучатель бактерицидный Медтехноцентр ОН-2-30К

ИМ-7.105503/1 709 до 02.08.2022

облучатель, настенный, производительность 80 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт, размеры 962×55×135 мм

Медтехноцентр РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	настенный
Производительность	80 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	962×55×135 мм

Описание

Облучатель Медтехноцентр ОН-2-30К для обеззараживания воздуха в помещениях организаций здравоохранения и иных организаций в отсутствии людей.

Особенности облучателя ОН-2-30К:

- категории помещений: I, II, III, IV, V
- количество ламп: 2
- суммарная мощность ламп: 60 Вт
- производительность: 80 м³/ч
- бактерицидная эффективность: 99.9%
- потребляемая мощность: 70 Вт
- размер (Д×Ш×В): 962×55×135 мм
- вес: 2.8 кг