# medca+alog

# Облучатель бактерицидный Интеграл ОБП-450К

ИМ-7.97151/2105 до 05.01.2026

облучатель, передвижной, производительность 555  ${\rm m}^3/{\rm q}$ , 6 ламп, 30 Вт, размеры 660×1300 мм

Интеграл ОАО, Беларусь



## Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	передвижной
Производительность	555 м³/ч
Количество ламп	6 ламп
Мощность ламп	30 Вт
Размер	660×1300 мм

### Описание

**Облучатель бактерицидный передвижной ОБП-450К** предназначен для дезинфекции воздуха и поверхности помещений больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждений. На основании облучателя закреплены колёсные опоры, предназначенные для его перемещения.

**Источник излучения:** 6 ламп по 30 Вт (бактерицидные лампы, цоколь G13) **Производительность:** 555 м³/ч (с уровнем эффективности не менее 99%)

Срок службы ламп: 9000 часов

Суммарный бактерицидный поток: 60 Вт

### Комплект поставки:

- Облучатель ОБП-450К 1 шт.
- Бактерицидная лампа 6 шт. (возможна поставка облучателя без ламп)
- Инструкция на облучатель ОБП-450К 1 шт.

Размеры: 660×1300 мм

**Масса:** 15 кг