

Облучатель бактерицидный Интеграл ОБП-450К

ИМ-7.97151/2105 до 05.01.2026

облучатель, передвижной, производительность 555 м³/ч, 6 ламп, 30 Вт, размеры 660×1300 мм

Интеграл ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	передвижной
Производительность	555 м ³ /ч
Количество ламп	6 ламп
Мощность ламп	30 Вт
Размер	660×1300 мм

Описание

Облучатель бактерицидный передвижной ОБП-450К предназначен для дезинфекции воздуха и поверхности помещений больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждений. На основании облучателя закреплены колёсные опоры, предназначенные для его перемещения.

Источник излучения: 6 ламп по 30 Вт (бактерицидные лампы, цоколь G13)

Производительность: 555 м³/ч (с уровнем эффективности не менее 99%)

Срок службы ламп: 9000 часов

Суммарный бактерицидный поток: 60 Вт

Комплект поставки:

- Облучатель ОБП-450К – 1 шт.
- Бактерицидная лампа – 6 шт. (возможна поставка облучателя без ламп)
- Инструкция на облучатель ОБП-450К – 1 шт.

Размеры: 660×1300 мм

Масса: 15 кг