

Облучатель-рециркулятор Интеграл ОРБН-90

ИМ-7.113658

рециркулятор, настенный, производительность 176 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт, размеры 1120×170×170 мм

Интеграл ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	176 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	1120×170×170 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ОРБН-90 предназначен для дезинфекции воздуха помещений ЛПУ и общественных учреждений, как в присутствии, так и в отсутствии людей. Является облучателем закрытого типа, в котором бактерицидный поток от безозоновых ламп распределяется в небольшом замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его перекачки вентилятором.

Источник излучения: 2 лампы по 30 Вт (бактерицидные лампы, цоколь G13)

Срок службы ламп: 9000 часов

Производительность:

- 176 м³/ч – с уровнем бактерицидной эффективности не менее 99%

Комплект поставки:

- Рециркулятор ОРБН-90 – 1 шт.
- Лампа бактерицидная – 2 шт. (возможна поставка без ламп)
- Инструкция на рециркулятор ОРБН-90 – 1 шт.

Счетчик учета времени работы

Функциональные свойства рециркулятора могут быть расширены установкой счётчика учёта времени работы рециркулятора на лицевой панели корпуса. Счётчик учёта времени работы рециркулятора имеет автономное питание, показывает время работы рециркулятора с точностью до 1 минуты и позволяет определить

необходимость замены бактерицидных ламп.

Размеры: 1120×170×170 мм

Масса: 8.5 кг