

## Облучатель бактерицидный УМТ ОБНП-75

ИМ-7.100301/2111

облучатель, настенный / потолочный,  
производительность 210 м<sup>3</sup>/ч, 1 лампа, 75 Вт, размеры  
1230×60×80 мм



Ультрамедтех ЗАО, Беларусь

### Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	настенный / потолочный
Производительность	210 м <sup>3</sup> /ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	75 Вт
Размер	1230×60×80 мм

### Описание

**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП-75** предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях, а также дезинфекции оборудования, продуктов и упаковочной тары. Благодаря мощной открытой лампе эффективно дезинфицирует воздух и поверхности помещения прямым ультрафиолетовым излучением.

Работа облучателя допускается только в ОТСУТСТВИИ людей.

Название	Лампы	Производительность		
		99.9%	99.0%	95%
ОБНП-75	1×75 Вт	210 м <sup>3</sup> /ч	310 м <sup>3</sup> /ч	450 м <sup>3</sup> /ч

**Материал корпуса:** металлический корпус с полимерным покрытием

**Тип лампы:** безозоновая

**Срок службы ламп:** 9000 часов

**Размеры:** 1230×60×80 мм

#### Комплект поставки:

- Облучатель в собранном виде
- Бактерицидные лампы
- Руководство по эксплуатации