

Одеяло для конвекционного обогрева пациента Ramonak AIR

ИМ-7.118153

одеяло, для конвекционного обогрева, гипотермия в
операционных периодах / гипотермия в
периоперационных периодах

ТахатАкси ОДО, Беларусь



Характеристики

Вид	одеяло
Назначение	для конвекционного обогрева
Период гипотермии	гипотермия в операционных периодах / гипотермия в периоперационных периодах

Дополнительные характеристики

Одеяло для конвекционного обогрева пациента Ramonak AIR – это специализированное одноразовое медицинское изделие, предназначенное для поддержания нормотермии и профилактики гипотермии у пациентов во время хирургических операций и в послеоперационном периоде. Одеяло размещается на операционном столе и обеспечивает равномерное распределение теплого фильтрованного воздуха, создавая мягкий окутывающий эффект.

Изделия отличаются высокой универсальностью и совместимы как с оригинальной **системой обогрева Ramonak AIR**, так и с аппаратами других производителей, такими как Warmtouch 6000, Bair Hugger и WarmAir.

Основные характеристики и преимущества

Материал	Мягкий нетканый тканеподобный материал, комфортный для кожи.
Свойства материала	Устойчивость к разрывам, проколам и воздействию биологических жидкостей.
Безопасность	Не содержит латекса, является рентгенопрозрачным (радиопрозрачным).
Конструкция	Наличие невентилируемого участка в области ступней для предотвращения термических травм конечностей.
Применение	Одноразовое использование для взрослых и детей.

Варианты исполнения одеял:

- **Серия BBF (3-слойные):** включают дополнительный внутренний слой из полиэтиленовой пленки для улучшенной фильтрации воздуха. Оснащены адгезивными полосками для надежной фиксации на теле пациента.
- **Серия BB (2-слойные):** базовые модели из двух слоев нетканого материала.

Модельный ряд одеял Ramonak AIR

Артикул	Тип одеяла	Размер
Трехслойные одеяла (Серия BBF)		
BBF-021	Укрывное полноразмерное	220×120 см
BBF-022	Укрывное для нижней части тела	130×100 см
BBF-023	Укрывное для верхней части тела	230×75 см
BBF-024	Укрывное детское	140×100 см
Двухслойные одеяла (Серия BB)		
BB-031	Укрывное полноразмерное	200×98 см
BB-032	Укрывное для нижней части тела	120×98 см
BB-033	Укрывное для верхней половины туловища	120×98 см
BB-034	Укрывное для верхней части тела	180×65 см
BB-035	Укрывное с доступом к брюшной полости	200×98 см
BB-036	Подкладное с полным доступом к телу	200×98 см
BB-037	Подкладное для литотомии	180×98 см
BB-038	Детское одеяло с полным доступом	140×100 см

Область применения:

- Операционные блоки (включая длительные вмешательства).
- Отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
- Родовые залы (для устранения дрожи при эпидуральной анестезии).