

Одеяло для регулирования температуры 3М 530 педиатрическое

ИМ-7.109078 до 11.11.2025

одеяло, для детей, размеры 188×22 см, вес 0.028 кг

3M Health Care, США



Характеристики

| | |
|--------------|-----------|
| Вид | одеяло |
| Назначение | для детей |
| Используется | |
| Размеры | 188×22 см |
| Вес | 0.028 кг |

Дополнительные характеристики

3M™ Bair Hugger™ Pediatric Long Blanket, Model 530 - одеяло обогревающее детское удлиненное.

Одеяло этой модели мягко обогревает ребенка и может использоваться с одной или двумя пленками, входящими в комплект.

Пленки предназначены для удержания нагретого воздуха вокруг пациента.

Особенности:

- трубчатая форма способствует окружению пациента теплым воздухом;
- две прозрачные пластиковые пленки (в комплекте) удерживают теплый воздух вокруг тела пациента;
- адгезивная полоска, расположенная по периметру одеяла, удерживает его на месте.

Технические характеристики:

Размер: 188×22 см.

Вес: 28 г.

Простыня: 61×46 см (2 шт.).