

Одноразовые протекторы ран Mindray

ИМ-7.115645

высота регулируемая / фиксированная, разрез 12-250 мм

Mindray Co., Ltd., Китай







Характеристики

Высота	регулируемая / фиксированная
Размер разреза	12-250 мм

Описание

Одноразовые протекторы ран Mindray расширяют операционный доступ, защищают рану и снижают риск инфицирования. Подходят для малоинвазивных и открытых операций.

- Уменьшение частоты инфицирования области хирургического вмешательства.
- Предотвращение распространения раковых клеток.
- Поддержка нужной температуры и влажности места рассечения.
- Увеличение порта с минимальным размером разреза.
- Отсутствие дополнительных травм, вызванных металлическими ретракторами.
- Снижение давления и усталости при использовании традиционных ретракторов.

Изображение	Размеры	Код	Разрез
Регулируемая высота			
	60/70-60/150	191-B06070645	20-40 мм
	80/90-80/150	191-B08090845	25-60 мм
	120/130-120/250	191-B12131255	50-90 мм
	150/160-150/250	191-B15161555	70-120 мм
	180/190-180/250	191-B18191855	90-140 мм
	220/230-220/250	191-B22232255	110-170 мм
	270/280-270/250	191-B27282755	140-220 мм
	320/330-320/250	191-B32333255	170-250 мм
Фиксированная высота			
	40/30-15/25	191-D04030125	12-15 мм
	50/40-25/25	191-D05040225	20-25 мм
	70/70-35/40	191-D07070335	30-35 мм
	60/50-25/5	191-D06050215	20-25 мм
	100/50-40/5	191-D10050415	30-40 мм