

Офтальмологический микроскоп LuxOR Revalia

ИМ-7.108296/2501

офтальмология, светодиодная лампа (LED),
увеличение 5-ступенчатое

ALCON Laboratories Inc., США



Характеристики

Область применения	офтальмология
Источник света	светодиодная лампа (LED)
Увеличение	5-ступенчатое
Вес	304 кг

Описание

LuxOR Revalia – офтальмологический хирургический микроскоп предназначен для использования медицинским специалистом в операционной во время офтальмологических операций, таких как: удаление катаракты, рефракционная операция, антиглаукомная операция и пластическая операция.

Модификации:

1. LuxOR Revalia с системой освещения ILLUMIN-i с оптической системой 175 мм.
2. LuxOR Revalia с системой освещения ILLUMIN-i с модулем ассистента Q-VUE 3D с оптической системой 175 мм.
3. LuxOR Revalia с системой освещения ILLUMIN-i с модулем ассистента Q-VUE 3D с оптической системой 200 мм.
4. LuxOR Revalia с системой освещения ILLUMIN-i с оптической системой 175/200 мм и встроенной камерой.