

## Оксиметр пальцевый Onyx Vantage 9590

ИМ-7.103302/2102

пальцевый, диапазон измерений пульса 18-321  
уд/мин, диапазон измерений SpO2 0-100 %,  
непрерывная работа 36 ч

Nonin Medical Inc., США



### Характеристики

---

Тип	пальцевый
Диапазон измерений пульса	18-321 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	0-100 %
Непрерывная работа	36 ч
Рабочая температура	до 0 до +40 °C
Масса	54 гр

### Дополнительные характеристики

---

Достоверная точность даже при плохом кровообращении. Прочность, защита от падений и брызг воды. До 36 часов непрерывной работы на двух батарейках AAA.